



GIBERTINI

WINEFLOW



ANALIZZATORE ENOLOGICO AUTOMATICO MULTIPARAMETRICO

WINEFLOW è un analizzatore automatico che garantisce un'alta produttività alla massima convenienza, fino a 120 Test/ora
Piatto portacampioni con alloggiamento fino a 64 campioni, standard e controlli.

Comparto refrigerato con 27 posizioni per i reagenti con controllo del livello.

Piatto reazione con 96 cuvette termostate.

Cella di lettura inclinata.

Possibilità di eseguire analisi fino a 13 parametri contemporaneamente



PARAMETRI ANALIZZABILI:

Acido Acetico
Acido Citrico
Acido D-Gluconico
Acido D-Lattico
Acido L-Lattico
Acido L-Malico
Acido Piruvico
Acido Tartarico
Aldeide Acetica
Antociani
Azoto Alfa-Amminico
Azoto Ammoniacale
Calcio Ionico
Catechine
Cloruri
Colore Intensità e Tonalità (senza calcoli manuali)
Ferro Ionico
Glicerina
Glucosio - Fruttosio
Magnesio
Polifenoli totali
Potassio
Rame
SO₂ Libera e totale

METODI DI LETTURA: End Point mono o bicromatica, Cinetica, Fixed Time, Bi-reagente, Multistandards

PIATTO REAZIONE: 27 posizioni

CADENZA ANALITICA: 120 Test/ora - 60 campioni/ora

GESTIONE URGENZE: Possibilità di inserimento campioni urgenti in qualsiasi momento della procedura di analisi.

SISTEMA OPERATIVO: Windows XP

SOFTWARE MULTITASK: In fase di analisi l'utente può impostare il successivo programma di lavoro

AUTOZERO: Azzeramento automatico su tutti i filtri

PIATTO DI REAZIONE: 96 posizioni di incubazione

LINGUA: Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese, Russo, Cinese

GRUPPO OTTICO: Lampada Alogena a lunga durata

Filtri interferenziali banda passante ± 2 nm

340-420-492-505-520-546-578-620-700 nm + 1 posizione libera

Precisione di misura fotometrica: $\pm 1\%$

Risoluzione 0,0001 ABS - Range di misura 0 \div 2,5 ABS

DILUITORE: Siringa di precisione capacità 1000 μ l - Precisione: $\pm 0,5\%$ -

Volume minimo di reagente: 400 μ l


Temperatura di Incubazione: 37°C $\pm 0,1$ °C

CALIBRAZIONE: Multipoint da 2 a 8 calibratori con prediluizione automatica

DIMENSIONI: 71 x 62 x 36 cm (L x P x H)

PESO: 38 kg

ALIMENTAZIONE: 110/220 V - 50/60 Hz



GIBERTINI ELETTRONICA SRL

VIA BELLINI 37 - 20026 NOVATE MILANESE

TEL. (+39) 02 3541434 - FAX (+39) 02 3541438 - sales@gibertini.com - www.gibertini.com