

CONNESSIONE THERMOCHILLER AL DISTILLATORE GIBERTINI SUPERDEE

THERMOCHILLER CONNECTIONS TO GIBERTINI SUPERDEE DISTILLER



CONNETTERE ALL'INGRESSO SUPERIORE DEL REFRIGERANTE

CONNECT TO SUPERDEE UPPER CONDENSER INLET

CONNETTERE ALL'INGRESSO INFERIORE DEL REFRIGERANTE

CONNECT TO SUPERDEE LOWER CONDENSER INLET



CONNETTERE ALL'INGRESSO **RETURN** DEL THERMOCHILLER

CONNECT TO THERMOCHILLER **RETURN** NIPPLE

CONNETTERE ALL'INGRESSO **OUTLET** DEL THERMOCHILLER

CONNECT TO THERMOCHILLER **OUTLET** NIPPLE